

E 351

Injektorska sapnica
za optimalno čišćenje pribora. Veličina 4 x 160 mm.



- Prikladno za umetanje u injektorska kolica
- Kombinirajuće s aretiranjem E 353
- Ø 4 x 160 mm, s navojem

EAN: 4002511117075 / Materijal: 03809500 / Stari broj materijala: 69735101D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska sapnica	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	160
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	4
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	4
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	120
Promjer u mm	4
Neto masa u kg	0,01
Bruto masa u kg	0,02