

E 353

Blokada

podesivo po visini, za optimalno pozicioniranje laboratori. stakla na sapnice.



- Prikladno za injektorsku sapnicu E 351
- Kopča podesiva po visini
- Prikladno za primjerice boce, Erlenm. tikvice i okrugle tikvice

EAN: 4002511117099 / Materijal: 03809530 / Stari broj materijala: 69735301D

| | |
|--|-----------------------------------|
| Pripadnost proizvoda | |
| Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij | • |
| Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij | • |
| Pribor uz uređaj | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| Kategorija proizvoda | |
| Ostali pribor | • |
| Svojstva proizvoda | |
| Materijal | Žica, presvučena, Plemeniti čelik |
| Boja | Plemeniti čelik, Bijela |
| Područje primjene | |
| Obrada laboratorijskog stakla | • |
| Standardni električni priključak | |
| Broj faza | 0 |
| Napon u V | 0 |
| Frekvencija u Hz | 0 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 0,00 |
| Osigurač u A | 0 |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 100 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 45 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 160 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 120 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 80 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 100 |
| Neto masa u kg | 0,03 |
| Bruto masa u kg | 0,04 |