

E 385

Kolica

za optimalan prihvat staklenog posuđa uskog grla.



- Opremljeno sa 16 injektorskih sapnica
- Opremljeno s priključkom za sušenje vrućim zrakom
- Pridržna naprava za ML/2 za prepozna. kolica / kontrolu prskalice

EAN: 4002511116511 / Materijal: 03809930 / Stari broj materijala: 69538501D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija proizvoda	
Kolica s priključkom za sušenje vrućim zrakom	•
Kolica za staklene čaše s uskim grlom	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Staklenke s uskim grlom [broj]	16
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	502
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	517
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	550
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	540
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	280
Neto masa u kg	5,70
Bruto masa u kg	6,70
Priloženi pribor	
E 351 injektorska sapnica Ø 4 mm, duljine 160 mm [broj]	7
E 352 injektorska sapnica Ø 6 mm, duljine 220 mm [broj]	9
E 353 ležište za injektorsku sapnicu E 351 [broj]	7
E 354 ležište za injektorsku sapnicu E 352 [broj]	9
Sapnica za ispiranje uređaja za doziranje praška [broj]	1