

E 408
Kolica
za optimalan prihvat do 96 pipeta.



- Prikladno za 96 pipeta do 450 mm
- Veličina površine 16 x 16 mm
- Komplet s pridržnim okvirom visine 150 mm
- Opremljeno s priključkom za sušenje vrućim zrakom

EAN: 4002511116689 / Materijal: 03810130 / Stari broj materijala: 69540801D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija proizvoda	
Kolica s priključkom za sušenje vrućim zrakom	•
Kolica za pipete	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Područje primjene	
Obrada pipeta/bočica	•
Kapacitet	
Pipete [broj]	96
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	502
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	517
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	540
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	530
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	500
Neto masa u kg	5,50
Bruto masa u kg	7,10