

E 414

Kolica

za optimalan prihvat staklenog posuđa uskog grla.



- Opremljeno sa 37 injektorskih sapnica
- Opremljeno s priključkom za sušenje vrućim zrakom
- Pridržna naprava za ML/2 za prepozna. kolica / kontrolu prskalice

EAN: 4002511116733 / Materijal: 03810190 / Stari broj materijala: 69541401D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Kolica s priključkom za sušenje vrućim zrakom	•
Kolica za staklene čaše s uskim grlom	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Kapacitet</b>	
Staklenke s uskim grlom [broj]	37
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	502
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	517
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	160
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	540
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	545
Neto masa u kg	6,10
Bruto masa u kg	7,10
<b>Priloženi pribor</b>	
ID 90, injektorska sapnica Ø 2,5 mm, duljine 90 mm [broj]	4
ID 110, injektorska sapnica Ø 2,5 mm, duljine 110 mm [broj]	3
ID 140, injektorska sapnica Ø 4 mm, duljine 140 mm [broj]	5
ID 160, injektorska sapnica Ø 4 mm, duljine 160 mm [broj]	5
ID 180, injektorska sapnica Ø 4 mm, duljine 180 mm [broj]	5
ID 200, injektorska sapnica Ø 6 mm, duljine 200 mm [broj]	5
ID 220, injektorska sapnica Ø 6 mm, duljine 220 mm [broj]	5
ID 220, injektorska sapnica Ø 6 mm, duljine 240 mm [broj]	5
Sapnica za ispiranje uređaja za doziranje praška [broj]	1