


A 13

Poklopac

za fiksiranje osjetljivog pribora koji se obrađuje.



- Poklopac od plemenitog čelika
- 1 mm žičano pletivo, 8 mm širina petlje, 4 mm okvir

EAN: 4002511117204 / Materijal: 03810200 / Stari broj materijala: 69745001D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija proizvoda	
Poklopac	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0-0
Frekvencija u Hz	0-0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00-0,00
Osigurač u A	0-0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	20
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	200
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	320
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	20
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	220
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	300
Neto masa u kg	0,14
Bruto masa u kg	0,25