


ID 90

Injektorska sapnica  
s plastičnim nosačem, Ø 3 mm, duljine 90 mm.



- Prikladno za uobičajene injektorske košare i kolica
- Prikladno za pr. mjerne cilindre, mjerne tikvice i epruvete

EAN: 4002511116962 / Materijal: 03810320 / Stari broj materijala: 69709001D

Priпадnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska sapnica	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	32
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	32
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	90
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	32
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	100
Promjer u mm	3
Neto masa u kg	0,00
Bruto masa u kg	0,01