


ID 180

Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, Ø 4 mm, duljine 180 mm.



- Prikladno za uobičajene injektorske košare i kolica
- Prikladno za pr. mjerne cilindre, mjerne tikvice i epruvete

EAN: 4002511117006 / Materijal: 03810360 / Stari broj materijala: 69718001D

| Priпадnost proizvoda | |
|--|---------------------------|
| Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij | • |
| Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij | • |
| Pribor uz uređaj | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Kategorija proizvoda | |
| Injektorska sapnica | • |
| Svojstva proizvoda | |
| Materijal | Plemeniti čelik, Plastika |
| Boja | Plemeniti čelik, Crna |
| Područje primjene | |
| Obrada laboratorijskog stakla | • |
| Standardni električni priključak | |
| Broj faza | 0 |
| Napon u V | 0 |
| Frekvencija u Hz | 0 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 0,00 |
| Osigurač u A | 0 |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 55 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 55 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 180 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 60 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 60 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 180 |
| Promjer u mm | 4 |
| Neto masa u kg | 0,02 |
| Bruto masa u kg | 0,02 |