

E 118

Umetak

za optimalan prihvat petrijevih zdjelica.



- prikladno za 38 Petrijeve posude od Ø 100 mm
- Opremljeno sa 38 držača, visine 70 mm, razmak oko 26 mm
- Upotrebljivo u gornjoj košari

EAN: 4002511115767 / Materijal: 03830270 / Stari broj materijala: 69511801D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Umetak/modul za petrijeve zdjelice	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Kapacitet</b>	
Petrijeve zdjelice [broj]	38
<b>Standardni elektr. priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i masa</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	120
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	460
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	445
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	160
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	480
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	480
Neto masa u kg	1,54
Bruto masa u kg	1,90