


E 136

Umetak

za optimalan prihvat 56 petrijevih zdjelica.



- Prikladno za 56 Petrijeve posude od Ø 100 mm
- Opremljeno sa 56 držača od 70 mm visine, razmak oko 26 mm
- Upotrebljivo u donjoj košari

EAN: 4002511115941 / Materijal: 03830280 / Stari broj materijala: 69513601D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za petrijeve zdjelice	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Razmak između potpornja u mm	26
Visina potpornja u mm	70
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Petrijeve zdjelice [broj]	56
Standardni elektr. priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	485
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	145
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	445
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	150
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	450
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	535
Neto masa u kg	2,10
Bruto masa u kg	2,50