

E 142
Umetak
za prihvatanje različitih instrumenata.



- 1 mm žičano pletivo, 5 mm širina petlje, 5 mm okvir
- Opremljeno sa 2 preklopne ručke za nošenje
- Maks. opterećenje 10 kg

EAN: 4002511115972 / Materijal: 03830300 / Stari broj materijala: 69514201D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, medicina	•
Pribor uz uređaj	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Sitasta košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Obrada ginekoloških instrumenata	•
Obrada HNO instrumenata	•
Obrada instrumenata za operaciju	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	55
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	255
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	480
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	75
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	280
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	515
Neto masa u kg	0,70
Bruto masa u kg	0,86