

E 403

Umetak

za optimalan prihvat do 105 satnih stakala.



- Prikladno za 105 satno staklo Ø 50 – 60 mm
- Opremljeno sa 36 potpornih elemenata u razmaku od 9 mm mm

EAN: 4002511116634 / Materijal: 03830430 / Stari broj materijala: 69540301D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
G 7823	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Umetak/modul za satna stakla	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Razmak između potpornja u mm	9
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Kapacitet</b>	
Satna stakalca [broj]	105
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	35
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	200
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	445
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	75
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	510
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	280
Neto masa u kg	1,32
Bruto masa u kg	1,48