

AK 12  
Umetak  
za prihvat različitog pribora.



- prikladno za npr. pumpe za majčino mlijeko, lab. čaše i lijevke

EAN: 4002511115620 / Materijal: 03830510 / Stari broj materijala: 69501201D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Umetak/modul za laboratorijske čaše	•
Umetak/modul za staklenke širokog grla	•
Ostali umetci	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Obrada različitog pribora	•
<b>Standardni elektr. priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i masa</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	122
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	224
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	434
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	123
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	315
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	505
Neto masa u kg	0,74
Bruto masa u kg	1,06