


O 187

Gornja košara

za optimalan prihvat staklenog posuđa uskog grla.



- Opremljeno sa 34 injektorske sapnice
- Visina opremanja 170 mm mm*
- Nije moguće doziranje praškastog sredstva

* Ovisno o laboratorijskom staklu max. visina popunjavanja može biti manja.

EAN: 4002511808881 / Materijal: 03881640 / Stari broj materijala: 69118701D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska košara	•
Gornja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Maksimalna visina opremanja u mm	170
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Staklenke s uskim grlom [broj]	34
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	250
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	475
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	531
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	270
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	525
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	540
Neto masa u kg	5,60
Bruto masa u kg	6,50
Priloženi pribor	
E 351 injektorska sapnica Ø 4 mm, duljine 160 mm [broj]	34
E 353 ležište za injektorsku sapnicu E 351 [broj]	34