

MT

Transportna kolica
za punjenje i pražnjenje uređaja za pranje i dezinfekciju.

EAN: 4002511820005 / Materijal: 03893140 / Stari broj materijala: 69200102D



- Za pohranu i transport košara i umetaka
- Podijeljeno u 4 razine, koje se mogu podešavati za 102,5 mm
- Voziva sa 4 zakočiva kotačića
- Dimenzije popunjavanja 549 x 599 mm

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Sustav za pohranjivanje/transport	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1985
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	662
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	616
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	2030
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	680
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	680
Neto masa u kg	23,00
Bruto masa u kg	29,00