


A 14

Poklopac

za fiksiranje osjetljivog pribora koji se obrađuje.



- Poklopac od plemenitog čelika
- 7 x 7 mm štancanje, 3 mm mostić

EAN: 4002511860995 / Materijal: 03981970 / Stari broj materijala: 69745002D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Kategorija proizvoda	
Poklopac	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Obrada različitog pribora	•
Standardni elektr. priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	20
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	210
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	210
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	30
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	240
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	250
Neto masa u kg	0,20
Bruto masa u kg	0,29