

E 442

Tuljac za pranje
za optimalno pranje MIC instrumenata.



- Prikladno za MIC instrumente Ø 4 – 8 mm, s navojem
- Duljina 121 mm mm, Ø 6 mm mm
- Poklopac, otvor Ø 6 mm
- Pričvrsnica (kat.-br. 4174850)

EAN: 4002511908208 / Materijal: 04203830 / Stari broj materijala: 69744201D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, medicina	•
Pribor uz uređaj	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija proizvoda	
Tuljac za pranje	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Područje primjene	
Obrada MIC instrumenata	•
Obrada šupljih instrumenata	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	121
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	0
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	120
Promjer u mm	6
Neto masa u kg	0,03
Bruto masa u kg	0,03