

E 941
Kolica
za prihvat modula na 2 razine.



- Ovisno o veličini pribora prikladno za do 2 modula po razini
- Spajanje kolica na dovod vode i zraka za sušenje
- Razlikuju se dimenzije popunjavanja obje razine

EAN: 4002512273411 / Materijal: 04812530 / Stari broj materijala: 69594101D

| | |
|--|-----------------|
| Pripadnost proizvoda | |
| Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij | • |
| Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, medicina | • |
| Pribor uz uređaj | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Kategorija proizvoda | |
| Kolica za ortopedске instrumente | • |
| Ostala kolica | • |
| Svojstva proizvoda | |
| Materijal | Plemeniti čelik |
| Boja | Plemeniti čelik |
| Područje primjene | |
| Obrada laboratorijskog stakla | • |
| Standardni električni priključak | |
| Broj faza | 0 |
| Napon u V | 0 |
| Frekvencija u Hz | 0 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 0,00 |
| Osigurač u A | 0 |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 421 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 619 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 790 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 700 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 800 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 1200 |
| Neto masa u kg | 16,30 |
| Bruto masa u kg | 26,00 |
| Priloženi pribor | |
| Magnetna letvica za automatsko prepoznavanje kolica (uklj. magnete) [broj] | 1 |