

DGGL 1

Perforirana posuda za pripremu na pari
za sve parne pećnice DG osim DG 7000.

EAN: 4002512309219 / Materijal: 05001370 / Stari broj materijala: 22996084D



- Za pripremu povrća, ribe, mesa i krumpira bez temeljca
- Savršeno za odmrzavanje zamrznutih namirnica
- Zapremnina: 1,5 l, iskoristive zapremnine: 0,9 l
- Vanjske dimenzije Š x D x V: 325 x 176 x 40 mm
- Profesionalni pribor proizveden u Europi