

## DGG 2

Neperforirana posuda za pripremu na pari  
za sve parne pećnice DG osim DG 7000.

EAN: 4002512309226 / Materijal: 05001390 / Stari broj materijala: 22996085D



- za pripremu jela u umacima, temeljcima kao i u vodi
- primjerice tjestenina, riža, juhe i nabujci
- Zapremnina: 2,5 l, iskoristive zapremnine: 2,0 l
- Vanjske dimenzije Š x D x V: 325 x 176 x 60 mm
- Profesionalni pribor proizveden u Europi