

## DGG 3

Neperforirana posuda za pripremu na pari  
za sve parne pećnice DG osim DG 7000.

EAN: 4002512309233 / Materijal: 05001400 / Stari broj materijala: 22996086D



- za pripremu jela u umacima, temeljcima kao i u vodi
- primjerice tjestenina, riža, juhe i nabujci
- Zapremnina: 4,0 l, iskoristive zapremnine: 3,1 l
- Vanjske dimenzije Š x D x V: 325 x 265 x 65 mm
- Profesionalni pribor proizveden u Europi