

E 468

Umetak

za optimalan prihvat različitog pribora.



- Iz mrežice za zavarivanje/plemeniti čelik s poklopcem i podloškom
- Širina petlje sita 5 x 5 x 1 mm

EAN: 4002512277280 / Materijal: 05043640 / Stari broj materijala: 69546801D

Pripadnost proizvoda	
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, medicina	•
Pribor uz uređaj	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija proizvoda	
Sitasta košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada pribora za anesteziju	•
Obrada MIC instrumenata	•
Obrada instrumenata za operaciju	•
Standardni elektr. priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	76
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	170
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	250
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	100
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	205
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	315
Neto masa u kg	0,67
Bruto masa u kg	0,82