

E 702

Nastavak

za povećanje kapaciteta za dvije dodatne sitaste košare.



- Dodatna razina za kolica E 525/2 ili E 701/2
- Za prihvat dodatne dvije DIN sitaste košare

EAN: 4002512400831 / Materijal: 05221490 / Stari broj materijala: 69570201D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, medicina	•
Pribor uz uređaj	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Kategorija proizvoda	
Ostali umetci/ostali moduli	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Obrada instrumenata za operaciju	•
Kapacitet	
DIN-mrežaste košare [broj]	2
SPRI-mrežaste košare [broj]	1
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	560
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	160
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	530
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	610
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	260
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	535
Neto masa u kg	3,50
Bruto masa u kg	4,50