

DGGL 4

Perforirana posuda za pripremu na pari
za sve parne pećnice DG osim DG 7000.

EAN: 4002512445009 / Materijal: 05379570 / Stari broj materijala: 22996087D



- Za pripremu povrća, ribe, mesa i krumpira bez temeljca
- Savršeno za odmrzavanje zamrznutih namirnica
- Zapremnina: 4,0 l, iskoristive zapremnine: 3,1 l
- Vanjske dimenzije Š x D x V: 325 x 265 x 60 mm
- Profesionalni pribor proizveden u Europi