

DOS-G2

Kučište pumpe od plemenitog čelika

s dovoljno mjesta za maksimalno 3 pumpe P2 i za doziranje sredstva za pranje.



- 12-polna priključna letvica za jednostavno priključivanje

EAN: 4002512614870 / Materijal: 05572530 / Stari broj materijala: 59170079D

Pripadnost proizvoda	
Perilice rublja	•
Pripadnost uređaja/pribora	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Kategorija proizvoda	
Dozirni sustav	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	540
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	540
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	190
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	185
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	540
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	540
Neto težina [kg]	2,30
Bruto masa u kg	2,50

DOS-G2

Kućište pumpe od plemenitog čelika

s dovoljno mjesta za maksimalno 3 pumpe P2 i za doziranje sredstva za pranje.