

E 476
 Pihvat
 za mikro instrumente Ø 4-8 mm.



- Upotrebljivo u sitima sa širinom petlje od 5 mm
- 50 komada po vrećici

EAN: 4002513239454 / Materijal: 05692400 / Stari broj materijala: 69747601D

Pripadnost proizvoda	
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, medicina	•
Pribor uz uređaj	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Kategorija proizvoda	
Pihvat	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plastika
Boja	Siva
Područje primjene	
Obrada MIC instrumenata	•
Obrada oftalmoloških instrumenata	•
Obrada dentalnih instrumenata	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	0
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	120
Neto masa u kg	0,07
Bruto masa u kg	0,08