


E 470

Injektorska sapnica
za umetanje u injektorska kolica, Ø 2,5 x 90 mm.



- Prikladno za injektorska kolica, navojno
- Prikladno za primjerice boce, Erlenm. tikvice i okrugle tikvice

EAN: 4002513248814 / Materijal: 05701580 / Stari broj materijala: 69547001D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska sapnica	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Žica, presvučena, Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	90
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	3
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	3
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	100
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	150
Promjer u mm	3
Neto masa u kg	0,02
Bruto masa u kg	0,03