

DOS G 60

Dozirni modul za spremnik 5-10 l

za automatsko punjenje tekućih medija, s kontrolom stanja napunjenosti.



- Namijenjeno za sve PG 8535
- Podesivo putem elektroničkog upravljača uređaja
- Usisno koplje duljine 300 mm za kanistar od 5 i 10 l
- Dužina dovodnog voda: 1,90 m

EAN: 4002513252255 / Materijal: 05703990 / Stari broj materijala: 69747005D

Pripadnost proizvoda	
Perilice posuda sa svježom vodom	•
Spremnik za svježu vodu	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 8066	•
Kategorija proizvoda	
Vanjski sustav za doziranje	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plastika
Boja	Siva
Brzina pražnjenja u ml/60 sek.	120
Duljina usisne cijevi u mm	333
Standardni elektr. priključak	
Broj faza	1
Nulti vodič	N
AC/DC	AC
Napon u V	230-240
Frekvencija u Hz	50
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,02
Osigurač u A	0
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	117
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	235
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	107
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	295
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	250
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	420
Neto masa u kg	2,60
Bruto masa u kg	2,78