

ML/2

Magnetna letvica

za automatsko prepoznavanje kolica/nadzor prskalica.



- ML/2 je pretpostavka za uporabu nadzora prskalica
- 5 magneta koji se mogu različito kombinirati
- 15 mogućih kombinacija

EAN: 4002513274158 / Materijal: 05723270 / Stari broj materijala: 69745703D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Magnetna letvica za automatsko prepoznavanje kolica	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik, Crna
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	9
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	25
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	275
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	95
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	205
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	315
Neto masa u kg	0,17
Bruto masa u kg	0,32