

A 19

Poklopac

za fiksiranje osjetljivog pribora koji se obrađuje.



- Perforirani lim 7 x 7 x 3 mm
- Prikladno za umetak E 969

EAN: 4002513298758 / Materijal: 05746210 / Stari broj materijala: 69796901D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategorija proizvoda	
Poklopac	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	18
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	251
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	351
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	70
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	275
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	515
Neto masa u kg	0,55
Bruto masa u kg	0,70