

E 969
Umetak
za prihvat različitog pribora.



- Perforirani lim 7 x 7 x 3 mm
- Može se koristiti sa E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 s E 945*

* U E 941 primjenjivo samo u kombinaciji s E 945.

EAN: 4002513298765 / Materijal: 05746240 / Stari broj materijala: 69596901D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8527	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za laboratorijske čaše	•
Ostali umetci	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	122
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	363
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	533
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	165
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	560
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	535
Neto masa u kg	1,33
Bruto masa u kg	2,23