

E 957

Kolica

za optimalan prihvat do 12 laboratorijskih boca velikog volumena.



- Opremljeno sa 12 sapnica Ø 10 mm
- Pridržni okvir podesiv po visini
- Magnetna letvica za automatsko prepoznavanje kolica
- Maksimalna visina popunjavanja od podložne zvijezde: 615 mm mm

EAN: 4002513298789 / Materijal: 05746300 / Stari broj materijala: 69595701D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8527	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Ostala kolica	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Maksimalna visina opremanja u mm	615
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Kapacitet</b>	
Laboratorijsko staklo velikog volumena [broj]	12
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0-0
Frekvencija u Hz	0-0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00-0,00
Osigurač u A	0-0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	353
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	640
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	790
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	390
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	665
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	805
Neto masa u kg	16,98
Bruto masa u kg	17,45