

E 131/1

Umetak

za optimalan prihvat 5 sitastih i bubrežastih zdjelica.



- Prikladno za 5 sitaste ili bubrežaste posude
- Opremljeno sa 6 držača, visine: 160 mm mm, razmak: 80 mm mm

EAN: 4002513317336 / Materijal: 05771030 / Stari broj materijala: 69513102D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Umetak za sitastu košaru	•
Umetak za bubrežaste posude/posude	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Razmak između potpornja u mm	80
Visina potpornja u mm	160
<b>Područje primjene</b>	
Obrada bubrežastih posuda	•
Obrada instrumenata za operaciju	•
<b>Kapacitet</b>	
Bubrežaste posude [broj]	5
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	168
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	180
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	495
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	185
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	200
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	530
Neto masa u kg	0,61
Bruto masa u kg	0,90