


E 965

Umetak

za optimalan prihvat laboratorijskih (Becher) čaša 250 - 600 ml.



- Opremljeno sa 15 x 3 držača za laborato. Becher čaše 250 – 600 ml

EAN: 4002513369229 / Materijal: 05848290 / Stari broj materijala: 69596501D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8527	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Umetak/modul za laboratorijske čaše	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Kapacitet</b>	
Becherove čaše [broj]	98
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	173
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	357
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	522
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	280
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	540
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	560
Neto masa u kg	2,07
Bruto masa u kg	2,86