


E 963

Umetak

za optimalan prihvat laboratorijskih (Becher) čaša do 250 ml.



- Opremljeno sa 33 x 3 držača za laborato. Becher čaše do 250 ml

EAN: 4002513369236 / Materijal: 05848300 / Stari broj materijala: 69596301D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8527	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Umetak/modul za laboratorijske čaše	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Kapacitet</b>	
Becherove čaše [broj]	98
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	155
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	357
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	522
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	285
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	550
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	530
Neto masa u kg	1,58
Bruto masa u kg	1,70