


E 960/1

Umetak

za optimalan prihvat Erlenmayer tikvica širokog grla.



- Opremljeno sa 20 velikih i 26 malih elastičnih kuka
- Prikladno za npr. Erlenm. tikvice širokog grla i mjerne cilindre

EAN: 4002513400953 / Materijal: 05892360 / Stari broj materijala: 69596002D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8527	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za staklenke širokog grla	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Erlenmeyerove tikvice [broj]	46
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	185
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	357
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	522
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	280
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	530
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	560
Neto masa u kg	0,80
Bruto masa u kg	0,90