

E 441/1

Umetak

za optimalan prihvat mikro instrumenata.



- Širina petlje dna sita iznosi 1,7 mm
- Stranice su zatvorene, složive
- Unutarnja podijela sa 6 podesivih potpornja za pažljivu pohranu
- Za steriliziranje parom pri 121 °C/134 °C

EAN: 4002513460476 / Materijal: 05988240 / Stari broj materijala: 69544102D

Pripadnost proizvoda	
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za MIC-instrumente	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Područje primjene	
Obrada MIC instrumenata	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	60
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	183
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	284
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	100
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	210
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	315
Neto masa u kg	0,77
Bruto masa u kg	0,92