

APH 530  
Spojni kabel  
za neprekinutu vezu s pisačem.



- Kompatibilno s pisačem protokola APH 510 PRT110
- Duljina: 10 m

EAN: 4002513532609 / Materijal: 06095260 / Stari broj materijala: 68817201D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, medicina	•
Mali sterilizatori	•
Pribor uz uređaj	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Kategorija proizvoda	
Dokumentacija o procesnim podacima/radnim podacima/komunikacija	•
Svojstva proizvoda	
Boja	Siva
Područje primjene	
Obrada pipeta/bočica	•
Obrada laboratorijskog stakla	•
Obrada predmetnih stakalaca	•
Obrada butirometara	•
Obrada apotekarskih boca/boca za infuziju	•
Obrada pribora za anesteziju	•
Obrada MIC instrumenata	•
Obrada oftalmoloških instrumenata	•
Obrada instrumenata za robotiku	•
Obrada ginekoloških instrumenata	•
Obrada HNO instrumenata	•
Obrada dentalnih instrumenata	•
Obrada cipela za operacijske dvorane	•
Obrada posuda	•
Obrada bubrežastih posuda	•
Obrada bočica za bebe	•
Obrada instrumenata za operaciju	•

APH 530  
Spojni kabel  
za neprekinutu vezu s pisačem.



EAN: 4002513532609 / Materijal: 06095260 / Stari broj materijala: 68817201D

Obrada šupljih instrumenata	•
Obrada instrumenata za ortopedske operacije	•
Obrada igala/svrbla za leđnu moždinu	•
Obrada podložaka/pladnjeva	•
Obrada sitastih košara	•
Obrada mjernih cilindara	•
Obrada spremnika kao primjerice spremnika za sredstvo za narkozu	•
Obrada različitog pribora	•
<b>Dimenzije i masa</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	10
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	150
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	200
Neto masa u kg	0,40
Bruto masa u kg	0,41