


A 7/1

Podloga od perforiranog lima  
za nježno čišćenje osjetljivog pribora koji se pere prekidanjem mlaza.



- 7 x 7 mm štancanje, 3 mm mostić
- Primjenjivo za E 775/1, E 735/1 i E 701/1

EAN: 4002513531169 / Materijal: 06097000 / Stari broj materijala: 69500702D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, medicina	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Podloga	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Obrada instrumenata za operaciju	•
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	473
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	543
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	10
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	510
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	620
Neto masa u kg	1,20
Bruto masa u kg	1,30