


A 9/1

Podloga od perforiranog lima
za nježno čišćenje osjetljivog pribora koji se pere prekidanjem mlaza.



- 7 x 7 mm štancanje, 3 mm mostić

EAN: 4002513531176 / Materijal: 06097010 / Stari broj materijala: 69500902D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8527	•
Kategorija proizvoda	
Podloga	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	773
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	573
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	10
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	870
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	590
Neto masa u kg	1,70
Bruto masa u kg	1,80