


U 874/1

Donja košara

za optimalan prihvat različitih umetaka i sitastih košara.



- Visina opremanja može varirati kod različitih gornjih košara
- Pridržna naprava za magnetnu letvicu ML/2 za auto. prepoz. kolica

EAN: 4002513808919 / Materijal: 06442940 / Stari broj materijala: 69187403D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija proizvoda	
Lafete/nosači za košare	•
Donja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Obrada MIC instrumenata	•
Obrada ginekoloških instrumenata	•
Obrada HNO instrumenata	•
Obrada cipela za operacijske dvorane	•
Obrada posuda	•
Obrada bubrežastih posuda	•
Obrada instrumenata za operaciju	•
Obrada sitastih košara	•
Obrada različitog pribora	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	50
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	531
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	515
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	100
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	530
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	545
Neto masa u kg	2,10
Bruto masa u kg	2,97