


E 319/3

Plosnato sito

za optimalnu zaštitu od zaprljanja etiketama ili krhotinama stakla.

EAN: 4002513860238 / Materijal: 06477070 / Stari broj materijala: 69531904D



- Plosnato sito za grubu prljavštinu
- Sprječava zaprljanje etiketama s laboratorijskog stakla
- Sprječava zaprljanje komadićima stakla prilikom loma stakla

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija proizvoda	
Poklopac	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	40
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	460
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	510
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	85
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	630
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	640
Neto masa u kg	1,98
Bruto masa u kg	2,61