


A 12/1

Umetak

za nježno pranje osjetljivog pribora prekidanjem mlaza.



- Sa štancanjem 7 x 7 mm
- Upotrebljivo u gornjoj i donjoj košari

EAN: 4002513975697 / Materijal: 06629670 / Stari broj materijala: 69501203D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Podloga	•
Podložni okvir	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	224
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	429
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	75
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	280
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	510
Neto masa u kg	0,37
Bruto masa u kg	0,56