

E 405/1

Kolica

za optimalan prihvat do 38 pipeta, priključak za sušenje vrućim zrakom.

EAN: 4002514087078 / Materijal: 06727920 / Stari broj materijala: 69540502D



- Prikladno za 38 pipeta u ?? redova
- 1. red: 10 pipeta od 100 ml (do 550 mm), raz. između potpo. 20 mm
- 2. red: 14 pipeta od 25 ml, razmak između potpornja 26 mm
- 3. red: 14 pipeta od 10 ml, razmak između potpornja 26 mm
- Pridržna naprava za ML/2 za prepozn. kolica / kontrolu prskalica

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija proizvoda	
Kolica s priključkom za sušenje vrućim zrakom	•
Kolica za pipete	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Područje primjene	
Obrada pipeta/bočica	•
Kapacitet	
Pipete [broj]	38
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	502
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	517
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	500
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	540
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	530
Neto masa u kg	6,20
Bruto masa u kg	8,10