


E 104/1

Umetak

za optimalan prihvat epruveta do 12 x 105 mm.



- Prikladno za oko 200 epruveta (do 12 x 105 mm)
- Kapacitet uključujući poklopac A 13
- Širina petlje sita iznosi 8 x 8 mm

EAN: 4002514231068 / Materijal: 06907640 / Stari broj materijala: 69510402D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Umetak/modul za epruvete	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Kapacitet</b>	
Reagens čaše [broj]	200
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	152
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	200
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	230
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	165
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	240
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	250
Neto masa u kg	0,60
Bruto masa u kg	0,82
<b>Priloženi pribor</b>	
A 13 poklopac [broj]	1