


E 105/1

Umetak

za optimalan prihvat epruveta do 12 x 165 mm.



- Prikladno za oko 200 epruveta (do 12 x 165 mm)
- Kapacitet uključujući poklopac A 13
- Širina petlje sita iznosi 9 x 9 mm

EAN: 4002514231075 / Materijal: 06907650 / Stari broj materijala: 69510502D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za epruvete	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Broj pretinaca	6
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Reagens čaše [broj]	200
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	212
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	200
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	210
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	235
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	240
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	250
Neto masa u kg	0,90
Bruto masa u kg	1,14
Priloženi pribor	
A 13 poklopac [broj]	1