

E 139/1

Umetak

za optimalan prihvat epruveta do 12 x 200 mm.



- Prikladno za epruvete veličine do 12 x 200 mm
- Podijeljeno u 6 površina
- Širina petlje sita 9 x 9 mm
- Upotrebljivo u donjoj košari
- Uključujući poklopac A 13

EAN: 4002514231082 / Materijal: 06907660 / Stari broj materijala: 69513902D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za epruvete	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Broj pretinaca	6
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Reagens čaše [broj]	200
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	243
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	200
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	230
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	245
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	245
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	265
Neto masa u kg	1,26
Bruto masa u kg	1,29
Priloženi pribor	
A 13 poklopac [broj]	1