

O 188/2
Gornja košara
za optimalan prihvat različitih umetaka.



- Visina opremanja: 165 mm, podesivo po visini +/- 20 mm
- S ugrađenom magnetnom prskalicom
- Magnet za korištenje senziranja prskalice modela PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556178 / Materijal: 07333030 / Stari broj materijala: 69118802D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija proizvoda	
Lafete/nosači za košare	•
Gornja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	280
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	215
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	475
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	285
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	540
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	555
Neto masa u kg	2,40
Bruto masa u kg	3,16