

O 190/2
Gornja košara
za optimalan prihvat različitih umetaka.



- Visina opremanja: 215 mm mm
- S ugrađenom magnetnom prskalicom
- Magnet za korištenje senziranja prskalice modela PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556185 / Materijal: 07333050 / Stari broj materijala: 69119002D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija proizvoda	
Lafete/nosači za košare	•
Gornja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Maksimalna visina opremanja u mm	215
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	265
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	531
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	475
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	285
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	540
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	555
Neto masa u kg	2,40
Bruto masa u kg	3,19