

MF 27/28-1

Transportna kolica

za punjenje i pražnjenje uređaja za pranje i dezinfekciju.



- Uključujući 4 kotačića, 2 od njih podesiva
- Jednostavno i ugodno rukovanje putem zaobljene ručke
- S obje se str. može spoj. odn. zakopč. za uređ., pokr. traku itd.
- Visina ulaza 850 mm, – 100 mm, + 150 mm
- S vadjljivom pliticom za prikuplj. tekućine H 70, B 603, T 866 mm

EAN: 4002514594026 / Materijal: 07397640 / Stari broj materijala: 69200111D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategorija proizvoda	
Sustav za pohranjivanje/transport	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0-0
Frekvencija u Hz	0-0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00-0,00
Osigurač u A	0-0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1050
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	740
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	930
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1010
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	730
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	950
Neto masa u kg	32,00
Bruto masa u kg	45,00